

## 1. PŘÍBALOVÝ LETÁK

### URGO Afty a drobná poranění v dutině ústní

Sprej je určený pro ošetření aft, zánětů dásní, ústních popálenin a poranění souvisejících s odstraňováním zubního kamene nebo nošením rovnátek.

Vhodné pro děti i dospělé (může být použito od věku 3 let), tento produkt neobsahuje cukr ani alkohol.

Nepálí.

### Jak URGO Afty a drobná poranění dutiny ústní funguje?

URGO Afty a drobná poranění dutiny ústní obsahují nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou (0,5 %) je lékařský prostředek, který chrání, hydratuje a podporuje obnovu membrány sliznice dutiny ústní v případě aft nebo drobných poranění. Výsledkem je úleva bolesti a podpora hojení.

### Instrukce k použití:

Před prvním použitím zmáčkněte pumpičku jedenkrát až dvakrát. Namiřte trysku na ústní poranění a 2x až 3x stříkněte, aby se vytvořila tenká souměrná vrstva. Pro zajištění ochrany poranění opakujte minimálně 3x denně. Pro optimální účinnost použijte sprej vždy po jídle a po čištění zubů.

## 1. PACKAGE LEAFLET

### URGO Mouth ulcers & wounds

Spray indicated to help treat mouth ulcers, gingivitis, burns and wounds related to dental procedures scaling and braces.

Ideal for both adults and children (can be used from 36 months), this product is sugar and alcohol-free.

It does not sting.

### How does URGO Mouth ulcers & wounds work?

Containing low-molecular weight hyaluronic acid (0.5%), URGO Mouth ulcers & wounds is a medical device that protects hydrates and promotes repair of the mucous membranes of the mouth in the event of mouth ulcers or wounds. As a result it relieves pain and promotes healing.

### Instructions for use:

When using for the first time, prime the pump mechanism by pressing once or twice. Point the nozzle towards the mouth wound and spray 2 to 3 times in order to form a thin, even layer. Repeat at least 3 times per day to ensure continued protection of the wound. For optimal efficacy, use the spray after meals and after tooth-brushing.

**Bezpečnostní opatření:**

Opláchněte trysku teplou vodou, osušte čistým ubrouskem a složte ji po každém použití.

V případě podráždění nebo přecitlivělosti přerušete léčbu.

Pokud symptomy přetrvávají, konzultujte případ s lékařem.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Děti musí být při používání produktu pod dozorem.

Před použitím zkontrolujte, zda balení nebo láhev nejsou poškozeny.

Skladujte při teplotě mezi 5°C až 40°C.

**Kontraindikace:**

Děti mladší 3 let.

**Precautions for use:**

Rinse the nozzle with warm water, dry it with a clean paper and fold back the nozzle after each use.

Stop treatment in the event of irritation or hypersensitivity to the product and consult a doctor if symptoms persist.

Keep out of the reach of children.

Use in children must be supervised by an adult.

Check that the packaging and bottle are intact before use.

Store at a temperature of between 5°C and 40°C.

**Contraindications:**

Children aged under 3 years.